

KIALUSEC PLUS

A base di acido ialuronico reticolato 0.3% ed acque distillate di camomilla e malva 10 ml multi-dose senza conservanti.

KIALUSEC PLUS è una soluzione sterile per uso oftalmico, a pH fisiologico, a base di acido ialuronico reticolato ed acque distillate di camomilla e malva.

L'acido ialuronico reticolato, ottenuto con tecnologia brevettata, conserva tutte le proprietà dell'acido ialuronico lineare con caratteristiche strutturali che conferiscono maggiore stabilità e un tempo di permanenza a livello corneo-congiuntivale superiore al suo precursore, in quanto viene degradato più lentamente dalle ialuronidasi.

La struttura reticolata dell'acido ialuronico assicura una migliore idratazione e stabilizza il film lacrimale. Risulta, quindi, utile nel trattamento sintomatico della sindrome dell'occhio secco.

L'acido ialuronico reticolato conferisce al prodotto proprietà lubrificanti ed idratanti, è inoltre in grado di alleviare la secchezza oculare dovuta alla sindrome dell'occhio secco e donare sollievo in caso di stanchezza o irritazione oculare determinata da processi infiammatori o condizioni ambientali.

Le acque distillate di Camomilla e Malva sono note per le loro proprietà rinfrescanti e calmanti.

KIALUSEC PLUS dona sollievo in caso di rossore, secchezza e discomfort oculare causati dalla sindrome dell'occhio secco, da fattori ambientali, da studio o lavoro intensi, da prolungato utilizzo del computer, da lunghi periodi di guida, da problematiche di lacrimazione generate da processi infiammatori e da chirurgia oculare. Idrata e lubrifica l'occhio in caso di secchezza oculare dovuta all'uso di lenti a contatto.

Questa formula è stata sviluppata per donare il massimo comfort già dai primi istanti dopo l'applicazione. È indicata per un utilizzo quotidiano sia diurno che notturno.

Non contiene conservanti.

INDICAZIONI D'USO

KIALUSEC PLUS è indicato per:

- Per ristabilire e migliorare la stabilità del film lacrimale in caso di sindrome dell'occhio secco;
- Per alleviare gli occhi in caso di arrossamento, secchezza e discomfort oculare dovuti a:
 - fattori ambientali (aria condizionata, eccessiva esposizione alla luce del sole, vento, fumo, inquinamento, acqua di mare o di piscina e salsedine);
 - eccessivo affaticamento dovuto a: studio, lavoro al computer per lunghi periodi;
 - anormale lacrimazione in seguito ad infiammazione;
 - anormale lacrimazione in seguito a chirurgia oculare;
- utilizzo di lenti a contatto morbide o semi-rigide;
- chirurgia refrattiva.

COMPOSIZIONE

- Acqua distillata di Camomilla, acqua distillata di Malva, Sodio ialuronato reticolato in soluzione acquosa (di cui sodio ialuronato reticolato 0.3%), sodio fosfato dibasico dodecaidrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. Non contiene conservanti.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Prima della somministrazione rimuovere il sigillo di garanzia;
- Aprire il flacone rimuovendo il tappo di protezione;
- Capovolgere il flacone ed esercitare una lieve pressione sul flacone per instillare 2 gocce in ogni occhio, se non diversamente prescritto;
- Dopo l'instillazione, prima di richiudere il flacone con l'apposito tappo, scuotere il flacone per eliminare l'eventuale goccia residua sull'applicatore;
- In ragione delle caratteristiche intrinseche del flacone con erogatore per soluzioni senza conservanti, al progressivo svuotamento del flacone potrebbe essere necessario esercitare una pressione maggiore per consentire la fuoriuscita del prodotto;
- Dopo l'instillazione richiudere immediatamente il flacone con l'apposito tappo;
- Dopo la prima apertura, il contenuto del flacone può essere riutilizzato entro 3 mesi.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è utilizzabile soltanto da una persona;
- Il prodotto è soltanto per uso oftalmico;
- Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso;
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore;
- Subito dopo l'applicazione, si potrebbe verificare un blando offuscamento della vista che scompare rapidamente;
- Controindicato in soggetti con problemi di ipersensibilità verso qualsiasi componente della preparazione;
- In caso di problemi durante il trattamento, interrompere l'uso e consultare un medico;
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione;
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso;
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONFEZIONAMENTO

La confezione è composta da un flacone multidose con sistema di chiusura OSD (ophthalmic squeeze dispenser), contenente 10 mL di prodotto privo di conservanti.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare ad una temperatura compresa tra 2°C e 30°C in un luogo asciutto, lontano dal calore, evitando l'esposizione diretta alla luce solare.
Il contenuto può essere riutilizzato entro 3 mesi dalla prima apertura.

VALIDITÀ

A confezione integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sull'etichetta.

 **COC Farmaceutici S.r.l.** Via Modena, 15
40019 Sant'Agata Bolognese (BO)
Italia

STERILE A

 **CE 1936**
DISPOSITIVO MEDICO



Distribuito da: **Kilabs Srl**

Sede legale: Via Milano, 2 - 20098 Lazzate (MB), Italia

Sede operativa: Strada Anulare, 7 - 20090 San Felice, Segrate (MI), Italia

Ultima revisione:
01.01 10/2019